

动亮

PICC 本产品由中国人民财产保险股份有限公司
承保产品责任险

自有商标权、专利权

非医疗器械 无医疗功效

热敷 滚压 同步行 每天只需十分钟
学龄期间有动亮 护眼伴学好心情

动亮[®]眼操护眼仪

生命在于运动 眼睛在于活动



全国统一零售价：1688 元

服务热线：400-080808-1 0911-2589724

监督热线：17398627671

陕 西 眼 舒 科 技 有 限 公 司

一、为什么研发“新质眼宝”动亮仪

初心：专利仿生护眼，守护心明眼亮

使命：助力民族复兴，培育强国栋梁

担当：因为护眼结缘，因此信任相伴

动亮勇担使命，明目成才如愿

二、自有知识产权

1 国家发明专利《一种基于多源数据的近视防控管理系统及方法》

专利号：ZL202311603747.1

注明：产品仅应用于数据管理技术，无近视治疗功效。

2 实用新型专利《一种能推动眼球运动的滚压按摩仪》

专利号：ZL20212268789.7

3 国家发明专利《一种坐姿矫正器》

专利号：ZL202110124165.X

4 商标权：动亮，核定类别第 35 类，商标注册号 68388960

三、核心功能（非医疗器械，不能替代专业治疗）

1 动亮®眼操护眼仪功能介绍

物理放松眼肌，舒缓眼睛酸胀，专注缓解视疲劳，帮助眼睛放个假。

2 专利仿生结构设计

不用动手，仿生人手给您做专业眼保健操。物理式眼操手工按摩，是眼科

领域公认的视疲劳缓解手段，被推荐为日常护眼，改善用眼不适的常规方式，大众接受度与普及度极高。本产品专业设计为自动仿生按摩，无需手动劳累，告别手动眼操的手法不标准，力度难把控的盲区，一键操作超简单，自动按摩十分钟，眼睛放假倍轻松，让每次使用成为一种享受。

3 物理护眼三原则

精准到位：眼部按摩需贴合，找准部位才管用。

千万不做无用功，精准更具针对性。

科学用力：柔性按摩讲科学，力度适中易接受。

过大过小都不好，舒服才会喜欢用。

量变积累：快捷按摩十分钟，缓解眼胀好心情。

量变累计成质变，持续坚持亮一生。

4 《动亮》七大优势：

- ① 不含药物成分；② 材质安全卫生；③ 非侵入式设计；④ 无刻意改行为；
- ⑤ 使用时间灵活；⑥ 简单一键操作；⑦ 安全舒服放心。

四、动亮®眼操护眼仪适用范围

- 1 特别适用于：6-18 岁学龄期中小学生护眼的关键窗口期。6-12 岁为护眼黄金期，12-18 岁为控制进展期。
- 2 适用于：成年电脑工作者的眼部保健，辅助缓解眼睛疲劳。
- 3 适用于：中老年花眼的保健。

五、禁忌事项

特别提示：使用本产品前，请务必仔细阅读说明书中《禁忌事项》自行核查，自主决定是否购买使用本产品，若因您未知晓、隐瞒禁忌情形，或未完成自查，导致使用本产品发生相关损失的，由使用者自行承担全部责任。

- 1 一人一机，专人专用，避免交叉感染，保障使用安全。
- 2 远视、斜视、散光、青光眼、眼压高、高度近视（500 度以上）禁用。
- 3 高血压、心脏病、癫痫、精神病、视网膜易脱落者、眼部肿瘤、孕妇、金属身体植入者禁用。
- 4 眼部有急性炎症、感染、溃疡、出血、外伤未愈者禁用。已购机者待医生确诊恢复正常后可继续使用。
- 5 曾实施眼部手术者禁用。
- 6 闭眼使用，禁止按摩棒直接与眼角膜接触。
- 7 使用前取下所佩戴的隐形眼镜、框架眼镜、发夹发饰等。
- 8 使用中出現任何机件故障或者不正常状况，请立即停止使用，并与客服专员或服务商联系，协同解决问题，不留后患。

六、用户须知（非医疗器械，不用于近视治疗）

1 学龄期间为什么要用《动亮》？

上学用眼多，眼睛易劳累，每天用《动亮》，疲劳自消退，学龄期间十二年，护眼伴学是关键，《动亮》不是偶尔用，而是每天必修课。

2 普通用户与星级用户福利区别

普通用户通用福利	星级用户专属福利 一键点击“星级注册”，自动升级“星级用户”
缘分感恩选动亮，护眼路上成知音	通用福利全享受，专属福利再升级
① 全国统一零售价 1688 元。	① 产品终生免费保修（不含电机和主板），邮费自理。
② 产品一年以内包修（免费），终生维修（收维修配件费）。	② 每年免费赠送 5 个《换洁面罩》。
③ 购机同步享有中国人民财产保险股份有限公司产品责任险。	③ 旧机换新机，每台 998 元。（比零售价降 690 元）
④ 使用《动亮》功能欠佳者，可申请进入 30 天加强期专属服务，免费加强期 1 对 1 贴心指导。	④ 每年报销 2 次视力检测费，凭挂号单、检测单报销，每次限额 100 元。（限没有服务商区域用户）
⑤ 免费激活新机、免费检测视力、免费体验试用新机（有服务商区域）。	⑤ 复购《动亮®眼操护眼仪》每台减 200 元，每台赠送 5 个“换洁面罩”，复购数量不限。
⑥ 免费建立视力档案。	⑥ 推荐其他用户，被推荐用户，每台售价减 200 元，另外赠送星级用户每台 5 个换洁面罩。

七、产品参数

品 牌	动亮®眼操护眼仪				
型 号	YS-1	重 量	约 320g	额定电压	3.7V
供电方式	充电式	按摩档位	低、中、高	按摩频率	约 33、45、60 次/分钟
热敷档位	空、低、高	热敷温度	空档为室温 低档约 38℃ 高档约 42℃	定时功能	约 10 分钟/次
使用温度	5℃-45℃	执行标准	通用要求：GB 4706.1-2005 按摩器具特殊要求：GB4706.10-2008		

八、操作说明

- 1 配备有充电适配器，对仪器内置锂电池充满电后，撤除电源适配器，可续航约 1 小时。也可在连接 220V 电源适配器的同时充电和使用。
- 2 设置有激活机构，用手机扫码，输入完整的用户信息，将本机系统激活。
- 3 配备有空转防护机构，只有将仪器固定在头部，仪器才能启动。
- 4 建立电子视力档案，设置有小程序系统，用户每天使用仪器的时间、按摩次数、自测视力等数据自动上传至《动亮®眼操护眼仪网站》，并同时上传至监护人手机，全程监控、评价、指导使用情况。

九、操作方法

- 1 **开机前检查“换洁面罩”**：“换洁面罩”应保持清洁、干燥、卫生。为保护眼球安全免感染，每月至少更换一次。
- 2 **开机前温度设定**：分空档 — 低温档（约 38℃）— 高温档（约 42℃）。
- 3 **开机前频率设定**：分低档（约 33 次/min）— 中档（约 45 次/min）— 高档（约 60 次/min），建议：首次使用选低档，按压力度要轻一点。
- 4 **开关机时间设定**：短按电源键开机，再次短按电源键关机。开机后自动设定时间约 10 分钟。如多次使用，需重新启动。
- 5 **开机使用**：
 - ① 取坐姿或仰卧，用松紧带将仪器固定在头部，两个按摩棒模糊按压在眼睛外表皮处，灵活调节松紧力度。
 - ② 用右手食指按下启动按键，仪器启动。10 分钟后自动关机。
 - ③ 初次使用者、年龄偏小者、眼睛敏感者，采取低档轻揉方式。因人而异，使用一段时间后，身体无不良反应，可逐步加大按摩力度，提高按摩频率。
- 6 **按摩后感觉**：每次使用后，因人而异，眼球可能会有发黑、冒金星、轻微酸胀的感觉，属于正常现象，需闭眼休息 10~15 分钟，再慢慢睁开，此时您会感觉到眼睛轻松，视物清晰。
- 7 **提升效果办法**：用户使用后无不良反应情况下，在客服专员或服务商指导下可采取以下办法：①每天可多次启动仪器；②选择中、高速档位；③加大按摩力度。长期坚持才能看到效果，没有白费的坚持，时间会给您答案。

十、眼部按压的安全保护

国家专利发明人贾珍老师经多年对数百人观察和自我体验，当用眼过度视力模糊或眼球酸痛时，用热毛巾贴在眼皮上，用手稍用力按压（勿左右推拉按摩，防止眼皮擦伤眼球），眼睛立刻感到轻松、舒适、明亮。这证明了热敷状态下在眼皮外部适当用力按压（非摩擦），眼球是有一定承受能力的。证明了一种理论“生命在于运动，眼睛在于活动”。石墨烯热敷+物理滚压按摩，给疲劳的眼睛自动做一次眼保健操。为保障使用安全，采用了八条安全保护措施：

- 1 按摩棒为空心乳胶弹性体，不会造成硬性利器对眼球的损伤
- 2 设置了三层透气亲肤布料，隔离摩擦
- 3 按摩棒是闭眼状态下按压在眼皮外面，不直接按压眼球
- 4 按摩棒为瞬间滚压（非摩擦），避免了眼皮与眼球摩擦造成红肿损伤
- 5 设置了石墨烯红外线热疗，对眼球加温至 38℃-42℃，增加了眼球的弹性和柔性，避免了眼球的损伤
- 6 滚压力度任意调节，首次使用宜轻柔，后续因人而异进行调整，勿力度过大
- 7 《说明书》明确了使用动亮仪器的《禁忌事项》，要求用户严格把关，防止超范围使用
- 8 中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任险，为《动亮》保驾护航，用户权益有保障

十一、包修与维修

- 1 退货：**产品自售出之日起，可享受 7 天无理由退货，退货时必须保证产品备件及包装完好，未受人为外力损坏。
- 2 包修：**包修期为一日历年，出现质量问题，可以享受免费包修服务（免工时费、材料费、运费等）。“换洁面罩”为易损件，不予包修。
- 3 维修：**享受终身维修服务，按公司规定收取零件费、人工费和运费。
- 4 损坏：**请勿擅自拆卸、修理，因用户个人原因造成的故障或者损坏，按照维修项目收费。

十二、故障排除

操作本仪器时如果出现故障，请进行以下检查。如果还是无法解除故障，请关闭电源并联系服务商。**请勿自行拆卸或尝试维修！**

故障现象	可能原因	处理方法
整机完全不工作	电池板未充满电	电池板充满电
	检查电源开关是否开启	戴头上打开开关键
按摩棒运动很慢	电池板亏电	电池板充满电
	松紧带绑的太紧	调整松紧带力度
运行中突然停止	设定时间已到	重新启动
	多次连续使用后，机器过热保护	冷却至室温后再使用
仪器过热	连续多次长时间工作	停止使用进行自然冷却

动亮®眼操护眼仪

Dongliang® Eye Exercise Massager

研发、生产、销售方：陕西眼舒科技有限公司

注册地址：陕西省延安市宝塔区高新技术开发区创新科技产业园 65
号楼 2 楼 210 室

售后服务：陕西省延安市宝塔区园丁小区 2 号楼 3-102

服务热线：400-080808-1 0911-2589724

售后监督：17398627671

注册激活请扫码



付款请扫码

